



DETERGENTE DESINFECTANTE SUELOS Y SUPERFICIES

SURFANIOS Premium

DETERGENTE DESINFECTANTE SUELOS Y SUPERFICIES

Limpieza y desinfección de los productos sanitarios no invasivos antes de usar y según su manual de instrucciones
Aplicación biocida: para superficies en general.

- Doble acción: combinación de detergente y desinfectante en una sola pasada
- Amplio espectro de eficacia y tiempos cortos de contacto
- Agente quelante biodegradable



SURFANIOS Premium

Detergente Desinfectante Suelos y Superficies



Surfanios Premium
Envase de 5 L



Surfanios Premium
Envase de 1 L

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Solución verde
- pH del producto puro: 10.9
- pH del producto diluido (0.25%): aproximadamente 8.5
- Densidad a 20 °C: 1.009 g/ml
- Índice de refracción: 1.3587

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

EFICACIA	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida, conforme con: EN 13727* (5 min 0.25%), EN 16615* (15 min, 0.25%)	0.25 %	15 min
Levuricida, conforme con: EN 13624* (15 min, 0.25%), EN 16615* (15 min, 0.25%)	0.25 %	15 min
Tuberculocida conforme con EN 14348*	0.50 %	30 min
Eficaz contra virus envueltos conforme con EN 14476*	0.25 %	5 min
Virucida de espectro limitado conforme con EN 14476*	2.0 %	30 min
EN 14476* Adenovirus	1.0 %	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	1.0 % / 2.0 %	60 min / 30 min

* condiciones de suciedad

INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
SURFANIOS Premium	4 x 5 L	3118820
SURFANIOS Premium (con dosificador de 20ml incorporado en el envase)	12 x 1 L	3133642



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
Avinguda del Baix Llobregat n°s. 3-5
Sant Joan Despí-08970
España

ÁREA DE APLICACIÓN

Limpieza y desinfección de los productos sanitarios no invasivos antes de usar y según su manual de instrucciones
Aplicación biocida: para superficies en general.

MODO DE EMPLEO

Solución concentrada.

Diluir el concentrado con agua hasta alcanzar la concentración deseada.

Para diluir por ejemplo, a una concentración de 0,25 % (2,5 ml / l), añadir 20 ml para 8 litros de agua fría o caliente (máx. 60 °C).

Aplicar en cantidad suficiente (+/- 30 ml/m²).

Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada.

Para los productos sanitarios: enjuagar abundantemente con agua para eliminar cualquier resto de producto.

Para las aplicaciones biocidas: Enjuagar únicamente las superficies que vayan a tener contacto con piel y mucosas.

Para la frecuencia de uso y la limpieza del material de aplicación, consulte el plan de higiene in situ.

Expediente científico (eficacia, compatibilidad, etc.) disponible bajo solicitud.

INGREDIENTES

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina (N°CAS 2372-82-9: 51 mg/g), Cloruro de didecil dimetilamonio (N°CAS 7173-51-5: 25 mg/g), tensioactivos no iónicos, agentes secuestrantes, perfume, colorante y excipientes.

CERTIFICADOS

Producto sanitario y biocida.
La actividad antimicrobiana completa de SURFANIOS Premium está incluida en el dossier de producto, disponible bajo petición.

ALMACENADO

Almacenamiento: entre +5 °C y +25 °C.

USO SEGURO DE PRODUCTOS SANITARIOS Y BIOCIDAS

Por favor lea la etiqueta y la información del producto.



SOLO PARA USO PROFESIONAL.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™