



## TOALLITAS ALCOHÓLICAS PARA LA DESINFECCIÓN RÁPIDA DE SUPERFICIES

### Incidin™ Alcohol Wipe

#### TOALLITA LISTA PARA USAR PARA UNA DESINFECCIÓN EFICIENTE DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS

La ausencia de residuos activos combinada con una amplia eficacia y espectro biocida en tiempos de contacto cortos hacen que Incidin™ Alcohol Wipe sea ideal para su uso en entornos sanitarios, proporcionando resultados de desinfección y evitando la propagación de patógenos.

Incidin™ Alcohol Wipe proporciona:

- Amplio espectro de eficacia, incluyendo Norovirus, combinado con tiempos de contacto cortos
- Eficacia demostrada usando el desinfectante extraído de la toallita
- Toallita de alta calidad con hoyuelos para su eficiente aplicación
- Excelente compatibilidad con las superficies compatibles con el alcohol
- Sin colorante ni perfume



# Incidin™ Alcohol Wipe

Toallitas lista para usar para una desinfección eficiente de los productos sanitarios

## VENTAJAS DE INCIDIN™ ALCOHOL WIPES

### Amplio espectro biocida incluyendo Norovirus en tiempos de contacto cortos:

Su amplio espectro de eficacias y tiempos cortos de contacto permiten su uso en la desinfección rutinaria y en brotes de infección.

### Fácil de usar: no requiere preparación previa. Desinfección rápida de superficies.

**Amplia compatibilidad con el material:** excelente compatibilidad en superficies resistentes a alcohol.

## PERFIL DE EFICACIA

EFICACIA SIN DILUIR	TIEMPO DE CONTACTO
<b>Desinfección de superficies según VAH 2015 (incluye test según EN 16615)</b>	
con acción mecánica (batericida, levaduricida, tuberculicida) condiciones limpias y sucias	5 min
<b>Normativa EN (condiciones limpias y sucias)</b>	
EN 16615 (bactericida, levaduricida)	1 min
EN 13727 (bactericida)	1 min
EN 13624 (levaduricida)	1 min
EN 14348 + EN 16615 (método) (tuberculicida)	1 min
EN 14476 (virus envueltos)	30 seg
EN 14476 (espectro virucida limitado)	5 min
EN 14476 Adeno / Noro	5 min
EN 14476 Polyoma / SV 40	10 min
EN 14476 Rota	30 seg
<b>Eficacia según DVV / RKI guidelines</b>	
Eficacia frente a virus envueltos (incl. HIV, HBV, HCV) según recomendaciones RKI 01/2004*	30 seg
Espectro virucida limitado plus*	10 min
Adeno*	10 min
Noro*	10 min
Rota*	30 seg

\* DVV 2015 (test en suspensión)

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Incidin™ Alcohol Wipe	Caja de 6 paquetes de 100 toallitas 20cm x 20cm	3118090
Incidin™ Alcohol Wipe XL	Caja de 6 paquetes de 50 toallitas XL 25cm x 37cm	3118110

## ÁREA DE APLICACIÓN



Incidin™ Alcohol Wipe es una toallita de rápida acción lista para usar, para la desinfección de las superficies de los productos sanitarios resistentes al alcohol.

## INSTRUCCIONES DE USO

Coger una única toallita. Humedecer la superficie completamente asegurándose un contacto completo de la misma con la superficie. Deje secar y no enjuague. Cerrar después de cada uso. El uso de las toallitas desinfectantes no reemplaza la limpieza regular.

## INGREDIENTE ACTIVO:

100g de líquido contiene:  
35g 2-Propanol, 25g 1-Propanol

## ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado en una localización fría y seca por debajo de los 25°C. Evitar la luz solar. Duración: 2 meses una vez abierto.

PRODUCTO SANITARIO. UTILIZAR DE FORMA SEGURA. LEER EL ETIQUETADO DEL PRODUCTO Y LA INFORMACIÓN DE PRODUCTO ANTES DE USARSE.

PARA USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.

Distribuido por:

**ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.**

Avinguda del Baix Llobregat n°s. 3-5  
Sant Joan Despí-08970



**CE**  
0297

**ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH**

Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany

**ECOLAB®**  
PROTECTING WHAT'S VITAL™