Sekusept™ Pure Clean



Limpieza previa manual de dispositivos médicos, incluidos endoscopios flexibles

La limpieza de instrumentos médicos y endoscopios es una condición previa para una desinfección eficaz.

La combinación de ingredientes correctamente seleccionada ofrece un excelente rendimiento de limpieza para todo tipo de instrumental médico, incluidos los endoscopios flexibles.

Sekusept Pure Clean también es:

- De actuación rápida
- Limpieza a fondo
- Rentable con baja concentración en uso



ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Sekusept™ Pure Clean

Limpieza previa manual de dispositivos médicos, incluidos endoscopios flexibles

Efectivo

Sekusept Pure Clean ofrece un alto nivel de rendimiento de limpieza con una excelente compatibilidad de materiales y es especialmente eficaz frente a los contaminantes típicos en la zona médica.

Conveniente

Sekusept Pure Clean presenta un color azul claro para indicar visualmente que se ha aplicado el producto. La fórmula proporciona una alta visibilidad en el uso y es fácil de aclarar después del paso de limpieza.

Económico

Sekusept Pure Clean se puede utilizar en concentraciones bajas en el rango de 0,3% (3 mL/L) a 1% (10 mL/L), lo que significa que es necesario utilizar menos producto por ciclo.

Información de embalaje y pedidos

Producto	Unidad de empaque	Order code
Botella Sekusept Pure Clean	4 x 2 L	3080920

Área de aplicación

Para la limpieza manual de instrumentos médicos, incluidos endoscopios flexibles y accesorios, ej. instrumentos quirúrgicos y endoscopios rígidos, CMI – instrumentos.

Instrucciones de uso

Dependiendo del tipo y grado de suciedad, cree una solución de 0,3% (3 mL/L) – 1% (10 mL/L) en agua limpia del grifo. Sumerja el instrumento asegurándose de que todas las superficies estén completamente mojadas.

Limpie los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante del instrumento, incluida la acción mecánica (por ejemplo: cepillado, limpieza) hasta que estén visualmente limpios. Si se utiliza en un baño ultrasónico, mantenga el baño cubierto durante la sonificación. Enjuague con al menos agua potable y luego seque las superficies externas y los canales internos (p. ej.: de los endoscopios).

Ingredientes

Agentes tensoactivos no iónicos, agente aglutinante, estabilizadores, regulador de pH, excipientes y colorante.

Almacenamiento

Peligroso – respetar las precauciones de uso (Redactadas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenamiento: entre +5°C y +25°C.

Certificados

Si lo solicita, estaremos encantados de proporcionarle certificados.

Uso seguro de dispositivos médicos

Lea la etiqueta y la información del producto.



PARA USO PROFESIONAL.

ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA SLU
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 1a
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
España

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

© 2025 Ecolab USA Inc. All rights reserved. HC-IR-SEKU-5015-2-ES-1125

FS:17.12.2024

9789