



## EXCELENTE PODER LIMPIADOR PARA EL REPROCESADO DEL INSTRUMENTAL

### Aniosyme DLM Maxi

#### DETERGENTE TRIENZIMÁTICO LIGERAMENTE ALCALINO INDICADO PARA EL REPROCESADO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Aniosyme DLM Maxi un detergente líquido alcalino que permite una máxima eficacia de detergencia en el reprocesamiento de instrumentos quirúrgicos. Está desarrollado para combinar una intensa detergencia y una excelente compatibilidad de materiales. Aniosyme DLM Maxi no contiene silicatos y se puede utilizar a bajas concentraciones.

- **FORTALEZA** - Intensa eficacia detergente para todo tipo de materiales
- **ENZIMÁTICO** - Complejo trienzimático: eficacia con todo tipo de suciedad
- **EFICACIA** - Producto alcalino altamente efectivo tras 5 minutos



# Aniosyme DLM Maxi

Detergente trienzimático ligeramente alcalino indicado para el reprocesado del instrumental quirúrgico



**Aniosyme DLM Maxi**  
Envase de 5 L  
Ref. 3122380

## FORTALEZA

Eficacia detergente para todo tipo de materiales (acero inoxidable, titanio, polisulfonas, PVC/ABS, aluminio anodizado, etc).

## ENZIMÁTICO

Complejo trienzimático: efectivo frente a cualquier tipo de suciedad para unos resultados de confianza.

## EFFECTIVO

Producto alcalino altamente efectivo para el reprocesado de los productos sanitarios.

## CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Densidad 20°C 1,21 g /ml
- pH value\* (concentrado) 20°C 10,4
- pH area\* (solución, 1 - 5 ml/l) 20°C 10,1 - 10,7
- Conductividad (solución, 1 - 5 ml/l en agua) 20°C 0,09 - 0,38 mS / cm

\*pH value medido bajo con un pH metro con compensación de temperatura.

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	EMBALAJE	REFERENCIA
Aniosyme DLM Maxi	2 x envases de 5 L	3122380
Aniosyme DLM Maxi	200 L	3123440



**CE** LABORATOIRES ANIOS  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distribuido por:  
**ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.**  
Avinguda del Baix Llobregat n°s. 3-5  
Sant Joan Despí-08970

## ÁREA DE APLICACIÓN

Limpieza de instrumental médico, quirúrgico y productos sanitarios en máquinas automáticas y túneles de lavado.

## INSTRUCCIONES DE USO

- Solución concentrada para uso profesional
- Utilizar en dilución del 0,1% al 0,5%, preferiblemente en agua templada a caliente dependiendo del tipo de máquina
- En la dilución de uso, el producto no muestra incompatibilidades con los materiales más comunmente presentes

## INGREDIENTES

Tensioactivos no iónicos y aniónicos, agentes secuestrantes, complejo enzimático, excipientes.

## ALMACENADO

Peligroso- respetar las precauciones de uso (escritas según las normas Europeas de clasificación y etiquetado de los productos químicos). Almacenar entre +5°C y +25°C.

## CERTIFICADOS

Se facilitaran a demanda.

## PRODUCTO SANITARIO. USAR CON PRECAUCIÓN

Por favor, lea la información indicada en la etiqueta del producto.



PARA USO PROFESIONAL.

**ECOLAB**<sup>®</sup>  
PROTECTING WHAT'S VITAL<sup>™</sup>