

# Gama de cubetas Instrubac™



## Cubetas Instrubac para su uso en inmersión del instrumental

La gama de cubetas Instrubac ofrece una variedad de cubetas para el reprocesamiento de instrumental

- Las cubetas permiten el reprocesamiento y la inmersión del instrumental sucio y pueden utilizarse para transportar el instrumental al área de reprocesamiento
- La gama cuenta con una amplia variedad de tamaños para garantizar la seguridad del instrumental delicado y proporcionar la facilidad de su forma de uso



# Gama Instrubac

Cubetas de inmersión para reprocesado del instrumental

## Instrubac 3 L

- Cubeta Instrubac de 3 L con rejilla
- No autoclavable



## Propiedades

Medidas	3 L
Volumen real	2 L
Dimensiones externas	Largo 29,5 x ancho 20 x alto 13 cm
Dimensiones de la rejilla	Largo 23 x ancho 17 x alto 9 cm

Cubeta Instrubac de 3 L sin abertura	10055373
Cubeta Instrubac de 3 L con abertura	10055374

## Instrubac 10 L

- Cubeta Instrubac de 10 L con rejilla
- No autoclavable



## Propiedades

Volumen real	5 L
Dimensiones externas	Largo 43 x ancho 29 x alto 12,5 cm
Dimensiones de la rejilla	Largo 36,5 x ancho 25,5 x alto 9 cm

Cubeta Instrubac de 10 L	10055364
--------------------------	----------

## Instrubac 20 L

- Cubeta Instrubac de 20 L muy resistente al calor y cambios de temperatura
- Tapa con bisagra
- Autoclavable



## Propiedades

Volumen real	10 L
Dimensiones externas	Largo 51 x ancho 30,5 x alto 21 cm
Dimensiones de la rejilla	Largo 48,5 x ancho 27 x alto 17 cm

Cubeta Instrubac de 20 L	10079091
--------------------------	----------



## Cubetas Instrubac para el reprocesado del instrumental:

**Limpieza:** Las cubetas Instrubacs están diseñadas para limpiarse manualmente con diseñadas/desinfectante. Consulte el protocolo establecido en su departamento.

## Almacenado

Los recipientes deben almacenarse en su embalaje original. Se recomienda un embalaje secundario, por ejemplo, una caja de cartón. Se deben almacenarse en un lugar seco (mínimo 4°C) sin contacto directo con el suelo.

PARA USO PROFESIONAL.