



## DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO

### Incidin™ OxyWipe S

#### DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO

La formulación avanzada de Incidin™ OxyWipe S proporciona los beneficios de una solución patentada\* de peróxido de hidrógeno con eficacia de amplio espectro.

Es eficaz contra una amplia gama de patógenos y no deja residuos activos debido a su rápida tasa de evaporación.

- Ingrediente activo que se descompone en agua y oxígeno
- Eficacia virucida
- Excelente compatibilidad con materiales
- La eficacia de Incidin OxyWipe S viene dada por el líquido liberado de la toallita



\* Patente Europea EP 1987121



# Incidin™ OxyWipe S

## DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO

### EFFECTIVO

- Desinfectante virucida

### SEGURO

- El ingrediente activo se descompone en agua y oxígeno
- Excelente compatibilidad de materiales

### ADECUADO

- Limpia y desinfecta
- Formato listo para usar

## PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

EFICACIA SIN DILUIR	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida según EN 13727 (2 min) / EN 16615 (2 min*)	2 min*
Levaduricida según EN 13624 (15 min) / EN 16615 (1 min*)	15 min*
Fungicida según EN 13624 (30 min) / EN 16615 (método) (5 min*)	30 min*
Tuberculicida según EN 14348 (30 min) / EN 16615 (método) (5 min*)	30 min*
Micobactericida según EN 14348 (30 min) / EN 16615 (método) (5 min*)	30 min*
Efectivo frente a virus envueltos según EN 14476	30 seg*
Espectro virucida limitado según EN 14476 (Adenovirus - 30 sec, Norovirus - 15 min)	15 min*/**
Virucida según EN 14476	30 min**
Desinfección de superficies con acción mecánica según el método VAH 2015	
Bactericida, levaduricida	15 min*
Fungicida	30 min*
Micobactericida	30 min*

\* condiciones sucias \*\* condiciones limpias

## PRESENTACIONES E INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
Incidin™ OxyWipe S	6 x 100 toallitas (20 x 20 cm)	3116060
Incidin™ OxyWipe S XL	6 x 50 toallitas (25 x 37 cm)	3116680
Soporte dispensador para Incidin OxyWipe S	12 x 1	a consultar

## INDICACIONES

### Producto sanitario:

Toallita lista para usar para la limpieza y desinfección de amplio espectro de dispositivos médicos no invasivos, invasivos y no sumergibles.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Producto sanitario:

Tome una toallita. Humedezca toda la superficie de contacto. Deje secar y no enjuague. No reutilizar la toallita ya que no se podría garantizar la desinfección. Cierre la tapa del envase después de cada uso. Respetar el tiempo de contacto para la actividad antimicrobiana requerida. Si la toallita se aplica bajo condiciones limpias, debe limpiar previamente la superficie a desinfectar. El uso de una toallita de limpieza y desinfección no reemplaza la limpieza regular de la superficie. No usar en superficies sensibles a agentes oxidativos como el mármol, cobre o latón. Para el reprocesamiento de dispositivos médicos, observar siempre las instrucciones del fabricante incluyendo la compatibilidad con el material. Para la desinfección terminal de dispositivos semi-críticos (por eje. sondas); si la inmersión no es posible, desinfectar los dispositivos tal y como se ha indicado anteriormente. Enjuagar bien con agua de calidad potable, en este caso después de que el tiempo de contacto haya transcurrido. Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación al producto sanitario debe ser reportado por el fabricante y la autoridad estatal competente.

## COMPOSICIÓN

100g de solución de impregnación contiene: 1,5g peróxido de hidrogeno (CAS N° 7722-84-1)

## ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en el envase original entre 5°C y 25°C en un lugar fresco y seco fuera de la luz solar directa.

Período una vez abierto: 3 meses.

## PRODUCTO SANITARIO, UTILIZAR DE FORMA SEGURA

Por favor, lea la etiqueta y la información del producto.



PARA USO EXCLUSIVO PROFESIONAL

Distribuido por:  
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.  
Avinguda del Baix Llobregat n°s. 3-5  
Sant Joan Despí-08970



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany

**ECOLAB**<sup>®</sup>  
PROTECTING WHAT'S VITAL™