

SOLUCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS

WIP'ANIOS EXCEL

TOALLITAS LISTAS PARA USAR, DE ACCIÓN RÁPIDA, PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Toallitas listas para usar, de acción rápida, para la limpieza y desinfección de superficies para los productos sanitarios no sumergibles y no invasivos así como la limpieza de las fundas de los endoscopios durante el tratamiento preliminar antes de inmersión para limpieza y desinfección.

Combina una eficacia de amplio espectro, tiempos de contacto cortos con una excelente compatibilidad de materiales (incluidas las superficies sensibles al alcohol) y las propiedades de un limpiador suave.

Sus características hacen que WIP'ANIOS EXCEL sea adecuado para su uso en una amplia gama de superficies en instalaciones de salud, y un producto ideal para cuidados intensivos y otras áreas de alto riesgo. Esto permite que los productos se utilicen en la práctica tal y como está previsto en sus protocolos, ofreciendo los resultados de desinfección y el nivel de cumplimiento obligatorio para una desinfección eficaz que restrinja la propagación de patógenos.

- Fórmula eficaz sin perfume ni colorante
- Limpieza y desinfección en un solo paso, deja la superficie visiblemente limpia
- Toallitas de viscosa 100 % biodegradables



WIP'ANIOS EXCEL

Toallitas listas para usar, de acción rápida, para la limpieza y desinfección de superficies para los productos sanitarios no sumergibles y no invasivos así como la limpieza de las fundas de los endoscopios durante el tratamiento preliminar antes de inmersión para limpieza y desinfección.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Limpia y desinfecta en un solo paso
- Sin alcohol, perfume ni colorante
- Antimicrobiano de amplio espectro y tiempo de contacto optimizado
- La fórmula garantiza compatibilidad con una amplia gama de materiales, incluidos los polímeros (por ejemplo, policarbonato, plexiglás)
- pH: 6
- El sustrato WIP'ANIOS EXCEL es de 100 % viscosa

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

EFICACIA	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida - De conformidad con las normativas: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Levuricida - De conformidad con las normativas: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tuberculicida - De conformidad con las normativas EN 14348*	60 min
Activo en virus encapsulados según EN 14476*	1 min
EN 14476* Polyomavirus SV 40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 sec
Virucida de espectro limitado según EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

* condiciones de suciedad

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	CÓDIGO DE PEDIDO
WIP'ANIOS EXCEL (Dimensión de la toallita: 180 x 200 mm)	6 x 100 toallitas	3135361

ÁREA DE APLICACIÓN

Toallitas listas para usar, de acción rápida, para la limpieza y desinfección de superficies para los productos sanitarios no sumergibles y no invasivos así como la limpieza de las fundas de los endoscopios durante el tratamiento preliminar antes de inmersión para limpieza y desinfección.

MODO DE EMPLEO

Toallitas listas para usar. Aplicar en toda la zona que se vaya a tratar utilizando tantas toallitas como sea necesario. Cerrar bien el envase tras cada apertura. No reutilizar la toallita ya que no se podrá garantizar la desinfección. Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada. Realizar un enjuague abundante con agua del suministro de las zonas tratadas destinadas a entrar en contacto con la piel o las mucosas. Consulte las instrucciones de uso del fabricante para la limpieza y la desinfección de los productos sanitarios. Expediente científico (eficacia, compatibilidad, etc.) disponible bajo solicitud. Duración de uso después de la apertura según EN 16615: 3 meses.

INGREDIENTES

Solución de impregnación: cloruro de didecildimetilamonio (N^oCAS 7173-51-5: 3 mg/g), tensioactivos no iónicos, agente secuestrante, excipientes.

CERTIFICADOS

Dispositivo médico. La actividad antimicrobiana completa de WIP'ANIOS EXCEL está incluida en el expediente científico, disponible a pedido.

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento: entre +5 °C y +25 °C.

PRODUCTO SANITARIO, USAR CON PRECAUCIÓN

Lea la etiqueta y la información del producto.



SOLO PARA USO PROFESIONAL.