

HABILITANDO EL CUMPLIMIENTO EN LA DESINFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Incidin™ OxyFoam S

LIMPIADOR Y DESINFECTANTE ESPORICIDA LISTO PARA USAR

La formulación avanzada de Incidin™ OxyFoam S proporciona los beneficios de una solución patentada* de peróxido de hidrógeno con eficacia de amplio espectro.

Es eficaz frente a una amplia gama de patógenos y no deja residuos debido a su rápida tasa de evaporación.

- Ingrediente activo que se descompone en agua y oxígeno
- Esporicida y virucida
- Excelente compatibilidad de materiales



*European Patent EP1987121

Incidin™ OxyFoam S

LIMPIADOR Y DESINFECTANTE ESPORICIDA LISTO PARA USAR

EFFECTIVO

- Amplio espectro de eficacia

SEGURO

- El ingrediente activo se descompone en agua y oxígeno
- Excelente compatibilidad de materiales

ADECUADO

- Limpia y desinfecta
- Formato listo para usar

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

| EFICACIA SIN DILUIR | TIEMPO DE CONTACTO |
|--|--------------------|
| Desinfección de superficies con acción mecánica según el método VAH 2015 | |
| Bactericida, levaduricida | 5 min* |
| Fungicida | 5 min* |
| Micobactericida | 15 min* |
| Bactericida según EN 13727 (1 min) / EN 16615 (1 min*) | 1 min* |
| Levaduricida según EN 13624 (1 min) / EN 16615 (1min*) | 1 min* |
| Fungicida según EN 13624 (5 min) / EN 16615 (method) (5 min*) | 5 min* |
| Tuberculocida según EN 14348 (5 min) / EN 16615 (method) (5 min*) | 5 min* |
| Micobactericida según EN 14348 (5 min) / EN 16615 (method) (5 min*) | 5 min* |
| Efectivo frente virus envueltos según EN 14476 | 30 seg* |
| Espectro virucida limitado según EN 14476 (Adenovirus - 30 seg, Norovirus - 1 min** / 15 min*) | 1 min** / 15min* |
| Virucida según EN 14476 | 10min** / 30min* |
| Esporicida frente C. difficile según EN 17126 | 60min** |
| Esporicida frente a C. difficile según EN 16615 (método) según CEN TC216 prWI Oct 2020 / método VAH 19 | 15 min** |
| Esporicida según EN 17126 | 60 min** |
| Efectivo frente a virus envueltos según recomendaciones RKI 10/2022 | 15 seg*** |
| Espectro virucida limitado | 30 min*** |
| Adenovirus | 30 seg*** |
| Polyomavirus SV40 | 30 seg*** |
| Rotavirus | 15 seg*** |

*condiciones sucias **condiciones limpias ***DVV 2015 (test en suspensión)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

| PRODUCTO | EMBALAJE | REFERENCIA |
|--------------------|-----------|------------|
| Incidin™ OxyFoam S | 6 x 750ml | 3128320 |

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
Avinguda del Baix Llobregat n.ºs. 3-5
Sant Joan Despí-08970



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



ÁREAS DE APLICACIÓN



Líquido esporicida listo para usar para la limpieza y desinfección de superficies de dispositivos invasivos y no invasivos.

INSTRUCCIONES DE USO

Pulverizar la superficies desde aproximadamente 30 cm asegurado que ésta queda totalmente mojada. Limpiar la superficie con un paño limpio y dejar secar. O aplique el producto en un paño limpio, limpie la superficies y deje secar. No enjuagar. Respetar el tiempo y las condiciones de contacto indicadas para la actividad antimicrobiana deseada. Si se usa en condiciones limpias asegúrese de haber realizado una limpieza previamente. El uso de un producto de limpieza y desinfección simultánea no reemplaza la limpieza regular. No usar en superficies sensibles a agentes oxidativos como el mármol, cobre o latón. Para el reprocesamiento de dispositivos médicos siempre observe las instrucciones de uso del fabricante, incluyendo la compatibilidad con el material. Para la desinfección terminal de dispositivos médicos semicríticos (por ej. sondas) no sumergibles, desinfectar el dispositivo con un paño tal y como se ha descrito anteriormente. Enjuagar abundantemente con agua de como mínimo calidad potable una vez finalizado el tiempo de contacto.

INGREDIENTES

100g contiene los siguientes ingredientes activos: 1.5g Peróxido de hidrogeno (CAS 7722-84-1)

ALMACENADO

El producto se debe almacenar en su envase original entre 0° y 25° en un lugar fresco, seco y evitando la luz solar directa. Período de validez después de la primera apertura: Fecha de caducidad.

PRODUCTO SANITARIO, USAR CON PRECAUCIÓN

Por favor leer la etiqueta y la información de producto



PARA USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.